

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-SYT ngày /10/2021 của Sở Y tế)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	Phân nhóm theo TT14/2020/ TT-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100	Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100	Bộ quả lọc máu liên tục Prismaflex M100 kèm bộ dây dẫn: * Chất liệu: - Màng lọc: Dạng sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và Sodium Methallyl sulfonat copolymer) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách dầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: Plasticized polyvinyl chloride (PVC) - Cartridge: PETG * Thông số kỹ thuật của quả lọc: - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 152ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m ² - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240μm - Độ dày thành sợi lọc: 50μm - Tốc độ máu: 75-400 ml/phút	Bộ	Gambro Industries - Pháp	1	7,300,000	50	365,000,000

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Hãng - Nước sản xuất	Phân nhóm theo TT14/2020/ TT-BYT	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
2	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin OXIRIS	Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin OXIRIS	<p>Bộ quả lọc máu liên tục có gắn Heparin OXIRIS có 3 chức năng: loại bỏ cytokin, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Ure huyết); kèm bộ dây dẫn.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Chất liệu: <ul style="list-style-type: none"> - Màng lọc cấu tạo 3 lớp: <ul style="list-style-type: none"> + Sợi rỗng AN69 (Acrylonitrile và Sodium Methallyl sulfonat copolymer): giúp hấp phụ các Cytokine + Polyethylenelmine (PEI): giúp hấp phụ nội độc tố + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin ($4500+/-1500$ IU/m²) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: Plasticized polyvinyl chloride (PVC) - Cartridge: PETG * Thông số kỹ thuật của quả lọc: <ul style="list-style-type: none"> - TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60 - Áp lực tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 193ml - Diện tích màng hiệu dụng: 1,5m² - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240μm - Độ dày thành sợi lọc: 50μm - Tốc độ máu: 100-450 ml/phút 	Bộ	Gambro Industries - Pháp	1	17,100,000	20	342,000,000

